



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Повязка пластырного типа Cosmopor E steril / Космопор Е стерил (стерильная), размеры: 7,2 x 5 см, 10 x 6 см, 15 x 6 см, 10 x 8 см, 15 x 8 см, 20 x 8 см, 20 x 10 см, 25 x 10 см, 35 x 10 см, 15 x 9 см

Производитель

PAUL HARTMANN AG («ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ»), Германия
Paul-Hartmann-Str. 12, 89522 Heidenheim, Germany
Телефон: +49 7321360, факс: +49 7321363636

Допустимые размеры

Cosmopor E steril / Космопор Е стерил, размеры: 7,2±0,5 см x 5±0,2 см; 10±0,5 см x 6±0,2 см; 15±0,5 см x 6±0,2 см; 10±0,5 см x 8±0,2 см; 15±0,5 см x 8±0,2 см; 20±0,5 см x 8±0,2 см; 20±0,5 см x 10±0,2 см; 25±0,5 см x 10±0,2 см; 35±0,5 см x 10±0,2 см; 15±0,5 см x 9±0,2 см

Цвет – белый

Информация о стерильности – изделие стерильно. Стерилизовано этиленоксидом.

Назначение/ Область применения

Повязка пластырного типа Cosmopor E steril /Космопор Е стерил предназначена для послеоперационного ведения ушитых ран, для абсорбции экссудата (для ран с умеренной экссудацией), в качестве самоклеящейся стерильной пластырной повязки, а также может для защиты ран после медицинских процедур.

Показания к применению

Повязка Cosmopor E steril предназначена для применения в больницах, клиниках и медицинских учреждениях, а также для самостоятельного использования.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.


В случае покраснения кожи, сыпи, шелушения, зуда, жжения необходимо прекратить её использование и обратиться врачу.

Описание изделия

Повязка пластырного типа Cosmopor E steril/ Космопор Е стерил – это стерильная самоклеящаяся повязка пластырного типа, изготовленная из мягкого нетканого перфорированного воздухопроницаемого материала с закругленными краями, покрытая не раздражающим кожу гипоаллергенным синтетическим каучуковым клеем, имеющая впитывающую подушечку, покрытую сеткой, предотвращающей прилипание подушечки к ране и обеспечивающую хорошую абсорбцию. Адгезивная (клеящая) сторона повязки покрыта белым силиконовым пергамином, который

необходимо удалить перед наложением повязку на рану. Повязка не содержит латекса.

Способ применения



Открывается упаковка с повязками в месте, указанном производителем. Затем повязку достают из упаковки, снимают часть бумажного покрытия, аккуратно прикрепляют ее к ране. После этого повязку разглаживают, слегка прижимают. Прикрепив одну сторону повязки, снимаем бумажное покрытие с другой части повязки, прикрепляем к ране. Крепить Cosmopor E steril необходимо так, чтобы подушечка полностью покрывала рану.

Информация о потенциальных потребителях

Возрастные и иные ограничения отсутствуют

Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента

Повязка состоит из основы, клеевого слоя и впитывающей подушечки.

Основа повязки: перфорированный гидросплетенный нетканый полиэстер (100%), белый.

Клеевая основа: клей на основе синтетического каучука, прозрачный, нанесенный полосками.

Впитывающая подушечка на рану состоит из 2 слоев:

слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиэтилена, предотвращающая прилипание подушечки с раной

абсорбирующий слой: основной компонент – вискоза, что позволяет абсорбироваться экссудату

Бумага силиконовая: белый силиконовый пергамин.

Хранение и срок годности

Хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, при температуре от 0°C до +30°C.

Срок хранения - 5 лет с даты производства.

Транспортировка

Изделие можно транспортировать всеми крытыми транспортными средствами (в железнодорожных вагонах, контейнерах, трюмах кораблей, с наружным обогревом под давлением, грузовых отсеках, на самолетах, в крытых автомобилях и т.д.) в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта.

Температура транспортировки: от -20°C до +50°C

Относительная влажность: от 15% до 90%

Упаковка

Повязка пластырного типа Cosmopor E steril упакована в индивидуальную упаковку с нанесенной на неё потребительской информацией, затем индивидуальные упаковки сложены в картонные коробки по 5, 10, 25 или 50 штук, затем в транспортные картонные коробки, согласно DIN, заклеены липкой лентой и упакованы в Европаллеты.

Маркировка

Символы, указанные на упаковке

	Производитель
	Знак соответствия европейским стандартам. Продукт отвечает требованиям Директив Европейского Союза
	Не использовать повторно
	Пригоден для переработки
	Использованную упаковку выкинуть в урну
	Беречь от влаги
	Негофрированный фибровый картон (бумажный картон) для складной картонной коробки (вторичной упаковки)
	Бумага (для первичной упаковки)
	Стерилизовано этиленоксидом
	Каталожный номер
	Номер серии/партии
	Содержимое остается стерильным до отделения верхнего слоя

Требования к охране окружающей среды

При хранении, транспортировании и применении не приносят вреда окружающей среде.



Условия утилизации

Изделие после истечения срока годности подлежит утилизации как бытовые отходы или как медицинские отходы Класса А (согласно требованиям СанПин 2.1.7.2790-10)

Техническое обслуживание и ремонт

Не применимо к данному медицинскому изделию.

Гарантийные обязательства

ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ гарантирует, что данный продукт был произведен и упакован с должной аккуратностью, предписанной в Директиве ЕС 93/42/ЕЕС для медицинского изделия. Компания заменит любое медицинское изделие, в случае обнаружения дефектов, допущенных в ходе производства и упаковки (доказательства должны быть предоставлены), и сообщения о таких дефектах в компанию или ее дистрибьюторам. Ответственность в отношении изделия прекращается, если возникло любое повреждение, вызванное транспортировкой, хранением или ненадлежащим обращением, а также другими факторами за пределами контроля производителя.

Уполномоченный представитель на территории РФ

ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»

Россия, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр.1

Телефон: (495) 796 99 61, факс (495) 796 99 60

E-mail: Reception.ru-mos@hartmann.info